

Прецизионный слепочный материал на основе С-силикона

Exaplast

Производитель: **DETAH, Германия**



КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

- **exaplast putty** применяется для снятия первичных слепков в двухфазной технике, базисной массы в технике двойного смешивания, для снятия ситуационных слепков, для регистрации прикуса
- **exasoft wash** применяется для снятия корректирующих слепков в технике двойного слепка и двойного смешивания, а также для формирования подложки